

Des règles de sécurité à bien connaître

- ▶ Se laver les mains soigneusement avant de changer le cathéter.
- ▶ Nettoyer la zone d'insertion du cathéter avec un antiseptique.
- ▶ La fréquence de changement des kits d'insertion dépend de la nature du cathéter : aiguille métallique, de 1 à 3 jours, cathéter à canule souple, de 2 à 4 jours.
- ▶ A chaque changement, le cathéter doit être inséré sur des sites par alternance selon les protocoles utilisés dans le service.

Si une complication devait survenir

Type de complication

Hyperglycémie

- Urine abondante
- Nausée, soif intense
- Peau sèche

Hypoglycémie

- Trouble de la vision
- Sueurs
- Tremblements et vertiges
- Maux de tête

Inflammation au niveau du site d'insertion

- Rougeurs
- Picotements
- Douleurs

Si un incident technique devait survenir

Type de complication

Réservoir vide

Piles usagées

Cathéter bouché (occlusion)

Toujours connaître et avoir sur vous votre schéma de remplacement

EN CAS D'ALARME RÉPÉTÉE, CONTACTEZ VOTRE ASTREINTE MÉDICALE ET VOTRE ASTREINTE TECHNIQUE

- ▶ Un matériel utilisé NE DOIT JAMAIS être réutilisé.
- ▶ En cas d'irritation ou de douleurs sur la peau, il est vivement conseillé de changer de site d'injection.
- ▶ Si les signes d'irritation de la peau persistent plus de 24 heures, il faut consulter son médecin.
- ▶ Toujours jeter le cathéter dans le collecteur d'aiguilles fourni par Bastide Le Confort Médical.
- ▶ Connaître et avoir à disposition le matériel et le schéma de remplacement.

Conduite à tenir

- ▶ Tester la glycémie
- ▶ Contrôler l'ensemble du matériel
- ▶ Rechercher l'acétone dans les urines :
 - Si absente, bolus à la pompe et contrôler la glycémie 1 heure après
 - Si présente, appeler l'astreinte médicale
- ▶ Arrêter la pompe
- ▶ Tester la glycémie
- ▶ Se resucrer
- ▶ Tester à nouveau la glycémie
- ▶ En cas d'échec, appeler impérativement l'astreinte médicale

- ▶ Il est recommandé de changer de cathéter et de site d'insertion : tester la glycémie 1 h avant et 1 h après ce changement
- ▶ Changer le cathéter tous les 3 jours en moyenne

Conduite à tenir

- Changer de réservoir
- Changer de cathéter
- Changer les piles
- Changer de cathéter
- Vérifier la glycémie 1 heure après le changement

Leader de la prestation de santé à domicile

- Maintien à domicile
- Nutrition orale et entérale
- Assistance respiratoire
- Perfusion et traitement de la douleur
- Insulinothérapie par pompe
- Stomatérapie Troubles de la continence Cicatrisation



Notre société est certifiée ISO 9001 et ISO 13485 pour l'ensemble de nos activités

avec un réseau de plus de **90 agences** de proximité

Votre agence la plus proche :

Votre conseiller Bastide Le Confort Médical :

Bastide
LE CONFORT MÉDICAL

Retrouvez l'ensemble de nos points de vente sur : www.bastideleconfortmedical.com

24h/24
7 jours/7

Insulinothérapie par pompe à domicile



Le sens du service

Bastide
LE CONFORT MÉDICAL

L'insulinothérapie par pompe à domicile

Vous et votre diabétologue avez choisi l'insulinothérapie par pompe



Ce traitement a pour objectif

- De normaliser vos glycémies.
- De limiter l'évolution des complications liées au diabète.

Le principe de la pompe à insuline

- La pompe ambulatoire à insuline va diffuser en continu de l'insuline d'action rapide à ultra rapide à l'aide d'un cathéter par voie sous-cutanée.

- Les doses d'insuline délivrées sont programmées avec l'aide de votre diabétologue et adaptées selon vos besoins quotidiens.

Caractéristiques techniques d'une pompe à insuline

Simplicité

- Débit de base : administration continue d'insuline correspondant au besoin basal.
- Bolus : administration d'une quantité supplémentaire à la demande.
- Arrêt temporaire.
- Fonctions optionnelles.

Sécurité

- Alarme visuelle et sonore. Verrouillage possible.
- Historique des événements en mémoire.

Consommables spécifiques

- Cathéter à canule souple droit ou tangential.
- Cathéter à aiguille.
- Réservoir pour l'insuline.
- Piles.

Discrétion et confort

- Format «carte de crédit».
- Sachet de protection plastique pour la douche.
- Accessoires : pochette soutien-gorge, jambière, étui de transport et autres accessoires adaptés à votre pompe.



... à l'hôpital

- Coordination avec les diabétologues et les infirmières d'éducation référents.
- Formation et information des équipes pluridisciplinaires dans les centres initiateurs.
- Transmission aux services prescripteurs des événements pouvant intervenir tout au long du traitement.



CONFORT ET SÉCURITÉ DU PATIENT

Bastide...

- Une équipe de professionnels infirmiers et diététiciennes au service de nos patients.
- Une assistance technique 24h/24 assurée par des infirmières avec échange de matériel si nécessaire dans les plus brefs délais (inférieur à 12h).
- Prise en charge complète des démarches administratives.
- Aucun frais à la charge du patient.
- Un réseau de plus de 90 points de vente pour vous accueillir.



LIAISON VILLE/HÔPITAL

... à domicile

- Accompagnement des patients à la formation et à l'utilisation de la pompe à domicile.
- Suivi régulier selon les besoins et les bonnes pratiques dictées par l'Alfediam et l'assurance maladie.
- Approvisionnement régulier relatif à la prescription à domicile ou dans l'un de nos points de vente.
- Un réseau de proximité au service des patients dans tous leurs déplacements.
- Prêt d'une pompe supplémentaire lors d'un déplacement à l'étranger, ou aux futures mamans.



L'expérience d'un spécialiste

www.bastideleconfortmedical.com